



鳄鱼™

鳄鱼助行器是针对特殊儿童和青少年的步行辅助装置，为其日常行走提供辅助。



鳄鱼助行器追求和谐、均衡和富于节奏的步态。放入摆放在儿童身后，助行器框架能够确保其自由移动，并有利于以直立姿态行走。把手可单独调整，靠近儿童身体，提供最大支撑和最佳稳定性。

鳄鱼助行器重量轻，易于拆装，使用安全方便。鳄鱼助行器非常简单有效，适用对象可以是仅需少量帮助或照顾的孩子。安装所有配件后，也可以作为全套直立行走训练器。

鳄鱼助行器有三种规格，适合广大儿童和青少年使用。由于儿童用户并不完全一样，所以需要使用测量表确定合适规格。



可调顶部框架高度

无需任何工具，轻松调整框架高度。



多级可调手柄

满足儿童生长对宽度和高度的要求。抓握部件靠近身体，能够提供更好支撑和更佳步态。



防反转开关手柄

避免器械倒转。行走技能改善后，很容易实施上锁和解锁操作。平衡和控制能力较差的儿童，可以使用防反转车轮制动器。



可折叠框架

便于储存和运输。



标准配置

鳄鱼助行器送货采用标准配置，含把手、可锁车轮、后轮防后退和压力调节装置。



鳄鱼，规格 1



鳄鱼，规格 3

框架颜色

多种不同颜色可供选择



规格 1，黄色



规格 2，橘黄



规格 2，金属黑



规格 3，金属灰

车轮



带方向稳定器前轮




压力调节后轮

车轮刹车


特殊开关型防倒转车轮刹车，易于锁定和解锁。



解锁状态



锁定状态



尺寸

	规格 1	规格 2	规格 3
	厘米 (英寸)	厘米 (英寸)	厘米 (英寸)
手柄间距 (J)	27-55 (10½-21½")	32-60 (12½-23½")	35-69 (13½-27¼")
手柄至地板的高度 (K)	39-70 (15¼-27¼")	55-88 (21½-34¼")	70-100 (27½-39¼")
宽度 (G)	62 (24")	69 (27")	69 (27¼")
长度 (H)	72 (28")	84 (32¾")	87 (34¼")
框架高度 (I)	49-66 (19-25¾")	65-82 (25¼-32")	77 (30¼")
长度, 折叠状态	72 (28")	86 (33½")	100 (39½")
高度, 折叠状态	31 (12")	27 (10½")	29 (11½")
重量, 标准配置	5,5 kg (12 lb)	6,5 kg (14 lb)	12 kg (26½ lb)
用户高度, 最大	115 (44¾")	150 (58½")	180 (71")
用户重量, 最大	30 kg (66 lb)	45 kg (99 lb)	80 kg (176¼ lb)
回转半径	75 (29½")	77 (30¾")	90 (35½")



配件



手刹
868xx
购物/停车等有效刹车

86834	规格 1-2
86873	规格 3



带手柄前臂支撑
8681x
固定儿童手臂位置

规格 尺寸

1	衬垫: L 15xW 8 cm
2	衬垫: L 18xW 10 cm
3	衬垫: L 18xW 10 cm



交叉支杆
86880
用于安装后背支撑。仅限
鳄鱼规格 3

统一尺寸



**后背和侧面支撑, 短吻
鳄**
8680x
提供侧面腕部支撑

小型	H 9xW 17 厘米
大型	H10xW 24 厘米



后背支撑
86816
稳定骨盆

规格 尺寸

统一	H:11 x W:18 cm
----	----------------



侧面支撑束带
Sn4016
行走时提供额外安全

规格 尺寸

统一	L:38-47 cm
----	------------



腕部支撑
86819
为孩子提供侧面支撑

规格 尺寸

统一	H:8 x W:19 cm
----	---------------



后背支撑, 可调
86886
仅限规格 3。安装在十字
支杆上。

统一 W:24-29 cm x H:18 cm



下翻座位
8682x
在孩子疲劳时为孩子提供一个休
息的位置。

规格 尺寸

1-2	W:30 x D:12 cm
-	距离地板的高度: 29/42 厘米
3	W:36 x D:16 cm
-	距离地板的高度: 56 厘米



悬挂座位
8682x
规格 1+2
提供部分重量支撑

规格 尺寸

1	腰部: 60 cm
2	腰部: 70 cm



球形把手
86861

统一规格



口袋
86839
装运玩具等
限重 3 公斤

规格 1+2

配件



口袋
86843
装运玩具等
限重 5 公斤, 规格 3
统一规格



防倾覆, 摆动式
额外安全, 预防助行器倾
覆
86815 规格 1-2
86815-35 规格 3



防倾覆, 固定式
额外安全, 预防助行器倾
覆
86815-F 规格 1-2
86815-3F 规格 3



